



Bulldogklemmen und Clips
Bulldog Clamps and Clips
Pinzas Bulldog y clips
Pinces Bulldog et clips
Pinze Bulldog e clips




Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips

Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



Atrauma

Feinste DeBakey-Zahnungen für atraumatisches Operieren
Finest DeBakey serrations for atraumatic surgery
Dentado DeBakey finísimo para operaciones atraumáticas
Dentelure DeBakey ultra fine pour des opérations atraumatiques
Dentellatura finissima DeBakey per operazioni atraumatiche



Titan – ultraleicht und höchst biokompatibel
Titanium – ultralight and highly biocompatible
Titanio – ultraligero y biocompatible
Titane – ultra léger et biocompatible
Titanio – ultraleggero e biocompatibile



Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile



Gesamtlänge
Total length
Longitud total
Longueur totale
Lunghezza complessiva



Maullänge
Jaw length
Longitud de boca
Longueur de mors
Lunghezza gola



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura



Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura



Clip-Anlegepinzette, Gefäßclips

Clip Applying Forceps, Vessel Clips

Pinzas para aplicar clips, Clips vasculares

Pinces pour poser les clips vasculaires, Clips vasculaires

Pinze per applicazione clips vascolari, Clip vascolari



13-052-04-07 -
13-060-04-07

1/2

13-050-14-07

14,5 cm / 5 9/16"

mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère
con cremagliera



13-052-04-07 -
13-060-04-07

1/2

13-051-14-07

14,5 cm / 5 9/16"

mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère
con cremagliera




1/1

Biemer
13-052-04-07 -
13-053-05-07



1/1




St	13-052-04-07	13-052-05-07	13-053-05-07
	14 mm	17 mm	17 mm
	4 mm	5 mm	5 mm
	4 mm	7 mm	7 mm
P	30 - 40 g	30 - 40 g	20 - 25 g

Gefäßclips, Approximatoren

Vessel Clips, Approximators
Clips vasculares, Aproximadores
Clips vasculaires, Approximateurs
Clip vascolari, Approssimatori


Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips
Pinzas Bulldog y clips
Pincas Bulldog et clips
Pinze Bulldog e clips



1/1

Biemer-Müller
13-054-05-07 -
13-059-05-07




1/1

	gerade, breit straight, wide recto, ancho droit, large retto, largo	gewinkelt, breit angled, wide angulado, ancho coudé, large angulato, largo	gerade, schmal straight, narrow recto, estrecho droit, étroit retto, stretto	gerade, schmal straight, narrow recto, estrecho droit, étroit retto, stretto	gewinkelt, schmal angled, narrow angulado, estrecho coudé, étroit angulato, stretto
St	13-054-05-07	13-055-05-07	13-056-03-07	13-058-05-07	13-059-05-07
	17 mm	17 mm	13 mm	17 mm	17 mm
	9 mm	9 mm	4,5 mm	9 mm	9 mm
	5 mm	5 mm	3 mm	5 mm	5 mm
P	25 - 30 g	25 - 30 g	25 - 30 g	25 - 30 g	25 - 30 g



1/1

Müller
13-060-01-07 -
13-060-04-07



1/1

St	13-060-01-07	13-060-02-07	13-060-03-07	13-060-04-07
Ø	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
P	25 - 30 g	25 - 30 g	25 - 30 g	25 - 30 g

Mini-Gefäßclips, Clip-Anlegezangen

Mini Vessel Clips, Clip Applying Forceps

Mini Clips vasculares, Pinzas para aplicar clips

Micro-clips vasculaires, Pincès pour poser micro-clips

Mini-clip vascolari, Pinze per applicare clips vascolari



1/2



13-102-04-07 -
13-102-10-07

13-104-14-07

14,5 cm / 5 7/8"

mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère
con cremagliera



1/2



13-102-04-07 -
13-102-10-07


13-106-18-07

18,5 cm / 7 2/8"




mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère
con cremagliera



1/1



1/1



13-102-04-07 -
13-102-10-07

St	13-102-04-07	13-102-06-07	13-102-08-07	13-102-10-07
	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm
	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
P	60 g	85 g	100 g	125 g


Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips


Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



1/1



St	13-124-11-07	13-124-12-07	13-124-13-07	13-124-14-07	13-124-15-07 *
	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
	13 mm	13 mm	17 mm	13 mm	12 mm
	13 mm	13 mm	14 mm	13 mm	12 mm
P	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g

* kniegebogen
knee-bent
acodado tipo rodilla
genouillé
a ginocchiera



1/1

Müller
13-124-11-07 -
13-124-20-07

St	13-124-16-07	13-124-17-07	13-124-18-07	13-124-19-07	13-124-20-07
	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
	13 mm	13 mm	17 mm	13 mm	12 mm
	13 mm	13 mm	14 mm	13 mm	12 mm
P	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g


Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips



Bis zu 25 % größere Öffnungsweite als andere Yasargil-Clips

Up to 25% larger opening width than other Yasargil clips

Hasta un 25 % más de ancho de apertura que otros clips Yasargil

Une largeur d'ouverture supérieure de 25 % au maximum par rapport aux autres clips Yasargil

Fino al 25 % in più di apertura rispetto ad altre Yasargil Clips

Yasargil Xtended Clips


- Perfekt entworfen für eine Vielzahl von Eingriffen in der Herz- und Gefäßchirurgie, z.B. in der Carotis-Chirurgie, in der peripheren Gefäßchirurgie oder in der Kinderchirurgie: Yasargil Xtended Clips.
- Alle Clips sind aus Titan gefertigt und treffen somit den internationalen Standard.
- Bis zu 25 % größere Öffnungsweite als andere Yasargil-Clips.
- Erhältlich in den Ausführungen Standard und Mini.

Yasargil Xtended Clips

- Perfectly designed for a number of cardiovascular procedures, e.g. for carotid artery surgery, peripheral vascular surgery or pediatric surgery: Yasargil Xtended Clips.
- All clips are made of titanium and consequently comply with the international standard.
- Up to 25 % larger opening width than other Yasargil clips.
- Available in standard and mini version.

Yasargil Xtended clips

- Diseño perfecto para una gran diversidad de intervenciones en la cirugía cardiovascular, por ejemplo en la cirugía de la arteria carótida, la cirugía vascular periférica o la cirugía pediátrica: Clips Yasargil Xtended.
- Todos los clips están elaborados en titanio, cumpliendo así el estándar internacional.
- Ancho de apertura hasta un 25 % mayor que en otros clips Yasargil.
- Disponibles en los modelos estándar y mini.



Yasargil Xtended clips

- Design parfait pour de nombreuses interventions en chirurgie cardio-vasculaire, par ex. chirurgie de la carotide, chirurgie vasculaire périphérique ou chirurgie pédiatrique : Clips Yasargil Xtended.
- Tous les clips sont en titane et, par conséquent, conformes aux normes internationales.
- Largeur d'ouverture de 25 % supérieure à celle d'autres clips Yasargil.
- Deux versions disponibles : standard et mini.

Yasargil Xtended clips

- Design perfetto per una grande varietà di interventi in chirurgia cardiovascolare, per esempio nella chirurgia dell'arteria carotide, nella chirurgia vascolare periferica o nella chirurgia pediatrica: Clips Yasargil Xtended
- Tutti i clips sono lavorati in titanio, nel rispetto dello standard internazionale.
- Ampiezza di apertura fino al 25 % maggiore rispetto ad altri clips Yasargil.
- Disponibili in due modelli: standard e mini.

Farbkennung
Color coding
Identificación cromática
Codes couleur
Codifica per colore

grün green verde vert verde	gold gold dorado doré oro	rosa pink rosa rose rosa
Standard permanent	Temporary Clips	Mini

STERILE R

steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato



Kennzeichnungsschild
Identification label
Etiqueta de identificación
Etiquette d'identification
Targhetta di identificazione

Yasargil Xtended Aneurysmen-Clips

Yasargil Xtended Aneurysm Clips

Yasargil Xtended clips para aneurismas

Yasargil Xtended clips pour anévrismes

Yasargil Xtended clips per aneurismi

STANDARD

Permanenter Verschluss
Permanent closure
Cierre permanente
Fermeture permanente
Chiusura permanente



grün
green
verde
vert
verde



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverture
Apertura



Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura



Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio







STERILE R

steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato









Kennzeichnungsschild
Identification label
Etiqueta de identificación
Etiquette d'identification
Targhetta di identificazione

1/1









	13-150-01-09	13-150-02-09	13-150-03-09	13-150-04-09	13-150-05-09	13-150-06-09
	13-150-01-71	13-150-02-71	13-150-03-71	13-150-04-71	13-150-05-71	13-150-06-71
	7,5 mm	7,1 mm	5,8 mm	7,2 mm	7,5 mm	8,4 mm
	150 g	150 g	150 g	200 g	200 g	200 g
	13-150-01-99	13-150-02-99	13-150-03-99	13-150-04-99	13-150-05-99	13-150-06-99

1/1









	13-150-07-09	13-150-08-09	13-150-09-09	13-150-10-09	13-150-11-09	13-150-12-09
	13-150-07-71	13-150-08-71	13-150-09-71	13-150-10-71	13-150-11-71	13-150-12-71
	8,1 mm	7,9 mm	6,9 mm	9,1 mm	10,6 mm	8,9 mm
	180 g	180 g	180 g	200 g	200 g	180 g
	13-150-07-99	13-150-08-99	13-150-09-99	13-150-10-99	13-150-11-99	13-150-12-99

1/1



	13-150-13-09	13-150-14-09	13-150-15-09	13-150-16-09	13-150-17-09	13-150-18-09
	13-150-13-71	13-150-14-71	13-150-15-71	13-150-16-71	13-150-17-71	13-150-18-71
	8,6 mm	9,1 mm	8,6 mm	7,1 mm	8,3 mm	8,3 mm
	200 g	180 g	200 g	180 g	200 g	200 g
	13-150-13-99	13-150-14-99	13-150-15-99	13-150-16-99	13-150-17-99	13-150-18-99

1/1



	13-150-19-09	13-150-20-09	13-150-21-09	13-150-22-09	13-150-23-09	13-150-24-09
	13-150-19-71	13-150-20-71	13-150-21-71	13-150-22-71	13-150-23-71	13-150-24-71
	8,3 mm	5,8 mm	9,4 mm	8,9 mm	7,8 mm	10,0 mm
	200 g	180 g	200 g	200 g	200 g	180 g
	13-150-19-99	13-150-20-99	13-150-21-99	13-150-22-99	13-150-23-99	13-150-24-99



Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips


Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips


Pinze Bulldog e clips




1/1						
C	13-150-25-09	13-150-26-09	13-150-27-09	13-150-28-09	13-150-29-09	13-150-30-09
C	13-150-25-71	13-150-26-71	13-150-27-71	13-150-28-71	13-150-29-71	13-150-30-71
O	11,4 mm	10,8 mm	12,1 mm	13,0 mm	5,8 mm	5,8 mm
P	200 g	200 g	180 g	180 g	200 g	200 g
🔗	13-150-25-99	13-150-26-99	13-150-27-99	13-150-28-99	13-150-29-99	13-150-30-99



1/1						
C	13-150-31-09	13-150-32-09	13-150-33-09	13-150-34-09	13-150-35-09	13-150-36-09
C	13-150-31-71	13-150-32-71	13-150-33-71	13-150-34-71	13-150-35-71	13-150-36-71
O	5,8 mm	5,7 mm	6,1 mm	6,4 mm	7,5 mm	8,2 mm
P	200 g	180 g	180 g	180 g	200 g	200 g
🔗	13-150-31-99	13-150-32-99	13-150-33-99	13-150-34-99	13-150-35-99	13-150-36-99



1/1						
C	13-150-37-09	13-150-38-09	13-150-39-09	13-150-40-09	13-150-41-09	13-150-42-09
C	13-150-37-71	13-150-38-71	13-150-39-71	13-150-40-71	13-150-41-71	13-150-42-71
O	8,9 mm	13,3 mm	5,7 mm	5,8 mm	11,2 mm	10,3 mm
P	200 g	200 g	200 g	200 g	200 g	200 g
🔗	13-150-37-99	13-150-38-99	13-150-39-99	13-150-40-99	13-150-41-99	13-150-42-99



1/1				
C	13-150-43-09	13-150-44-09	13-150-46-09	13-150-47-09
C	13-150-43-71	13-150-44-71	13-150-46-71	13-150-47-71
O	7,7 mm	8,2 mm	6,5 mm	6,9 mm
P	200 g	200 g	200 g	200 g
🔗	13-150-43-99	13-150-44-99	13-150-46-99	13-150-47-99

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

STANDARD

Temporärer Verschluss
Temporary closure
Cierre temporal
Fermeture provisoire
Chiusura temporanea



gold
gold
dorado
doré
oro



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura



Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura



Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio







STERILE R

steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato









Kennzeichnungsschild
Identification label
Etiqueta de identificación
Etiquette d'identification
Targhetta di identificazione

1/1



	13-151-01-09	13-151-02-09	13-151-03-09	13-151-04-09	13-151-05-09	13-151-06-09
	13-151-01-71	13-151-02-71	13-151-03-71	13-151-04-71	13-151-05-71	13-151-06-71
	7,5 mm	7,5 mm	8,4 mm	8,1 mm	6,8 mm	6,1 mm
	110 g	90 g	90 g	90 g	90 g	110 g
	13-151-01-99	13-151-02-99	13-151-03-99	13-151-04-99	13-151-05-99	13-151-06-99


1/1



	13-151-07-09	13-151-08-09	13-151-09-09	13-151-10-09	13-151-11-09	13-151-12-09
	13-151-07-71	13-151-08-71	13-151-09-71	13-151-10-71	13-151-11-71	13-151-12-71
	8,9 mm	9,1 mm	9,2 mm	8,9 mm	5,6 mm	6,5 mm
	90 g	90 g	90 g	110 g	130 g	110 g
	13-151-07-99	13-151-08-99	13-151-09-99	13-151-10-99	13-151-11-99	13-151-12-99

Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips
Pinzas Bulldog y clips
Pinces Bulldog et clips
Pinze Bulldog e clips



MINI

Permanenter Verschluss
Permanent closure
Cierre permanente
Fermeture permanente
Chiusura permanente



gold
gold
dorado
doré
oro



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura




Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura



Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio





STERILE R

steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato









Kennzeichnungsschild
Identification label
Etiqueta de identificación
Etiquette d'identification
Targhetta di identificazione

1/1









C	13-152-01-09	13-152-02-09	13-152-03-09	13-152-04-09	13-152-05-09	13-152-06-09
C	13-152-01-71	13-152-02-71	13-152-03-71	13-152-04-71	13-152-05-71	13-152-06-71
O	3,3 mm	3,2 mm	4,0 mm	3,8 mm	3,6 mm	3,3 mm
P	110 g	110 g	110 g	110 g	110 g	110 g
STERILE R	13-152-01-99	13-152-02-99	13-152-03-99	13-152-04-99	13-152-05-99	13-152-06-99

1/1






C	13-152-07-09	13-152-08-09	13-152-09-09	13-152-10-09	13-152-11-09	13-152-12-09
C	13-152-07-71	13-152-08-71	13-152-09-71	13-152-10-71	13-152-11-71	13-152-12-71
O	4,0 mm	3,6 mm	3,8 mm	3,6 mm	3,5 mm	3,5 mm
P	110 g	110 g	110 g	110 g	110 g	130 g
STERILE R	13-152-07-99	13-152-08-99	13-152-09-99	13-152-10-99	13-152-11-99	13-152-12-99

1/1



C	13-152-13-09	13-152-14-09	13-152-15-09	13-152-16-09	13-152-17-09	13-152-18-09
C	13-152-13-71	13-152-14-71	13-152-15-71	13-152-16-71	13-152-17-71	13-152-18-71
O	6,0 mm	4,6 mm	4,4 mm	4,0 mm	4,0 mm	7,0 mm
P	130 g	110 g	200 g	110 g	110 g	130 g
STERILE R	13-152-13-99	13-152-14-99	13-152-15-99	13-152-16-99	13-152-17-99	13-152-18-99

1/1



C	13-152-19-09	13-152-20-09	13-152-21-09
C	13-152-19-71	13-152-20-71	13-152-21-71
O	5,7 mm	4,0 mm	4,0 mm
P	130 g	130 g	130 g
STERILE R	13-152-19-99	13-152-20-99	13-152-21-99

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

MINI

Temporärer Verschluss
Temporary closure
Cierre temporal
Fermeture provisoire
Chiusura temporanea



gold
gold
dorado
doré
oro



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura




Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura



Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio






STERILE R

steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato






Kennzeichnungsschild
Identification label
Etiqueta de identificación
Etiquette d'identification
Targhetta di identificazione

1/1



	13-153-01-09	13-153-02-09	13-153-03-09	13-153-04-09	13-153-05-09	13-153-06-09
	13-153-01-71	13-153-02-71	13-153-03-71	13-153-04-71	13-153-05-71	13-153-06-71
	3,3 mm	4,0 mm	3,8 mm	4,0 mm	3,8 mm	4,0 mm
	90 g	70 g	70 g	70 g	70 g	70 g
	13-153-01-99	13-153-02-99	13-153-03-99	13-153-04-99	13-153-05-99	13-153-06-99

1/1



	13-153-07-09	13-153-08-09	13-153-09-09
	13-153-07-71	13-153-08-71	13-153-09-71
	4,0 mm	4,6 mm	4,4 mm
	70 g	70 g	70 g
	13-153-07-99	13-153-08-99	13-153-09-99



Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips

Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



1/1

Kennzeichnungsschild
Identification label
Etiqueta de identificación
Etiquette d'identification
Targhetta di identificazione



55-905-01-04

Lagerungsset für Yasargil Xtended Aneurysmen-Clips
Storage rack for Yasargil Xtended aneurysm clips
Juego de almacenaje para Yasargil Xtended clips para aneurismas
Set de rangement pour Yasargil Xtended clips pour anévrismes
Set di magazzinaggio per Yasargil Xtended clips per aneurismi

Applikationsinstrumente

Application instruments
Instrumentos de aplicación
Instruments d'application
Strumenti applicativi

STANDARD



grün
green
verde
vert
verde



gold
gold
dorado
doré
oro

Anlegezangen für Yasargil Xtended Aneurysmen-Clips
Applying forceps for Yasargil Xtended aneurysm clips
Pinzas de aplicación para Yasargil Xtended clips para aneurismas
Pincas pour poser clips pour Yasargil Xtended clips pour anévrismes
Pinzas applica-clips per Yasargil Xtended clips per aneurismi



1/2

	starr, doppelt übersetzt fixed, double action rígida, con articulación doble fixe, à double action rígida, con articolazione doppia	drehbar, doppelt übersetzt turnable, double action giratorio, con articulación doble pivotant, à double action girevole, con articolazione doppia
19 cm / 7 5/8"	13-154-01-07	
21 cm / 8 2/8"	13-154-02-07	13-154-04-07
23 cm / 9"	13-154-03-07	13-154-05-07



1/2

	drehbar, mit Memory-Effekt turnable, with memory effect giratorio, con efecto memoria pivotant, avec effet mémoire girevole, con memoria effekt
A = 70 mm	13-154-10-07
A = 90 mm	13-154-11-07
A = 110 mm	13-154-12-07

Yasargil
13-154-01-07 -
13-154-05-07


Yasargil
13-154-10-07 -
13-154-12-07



Yasargil
13-154-20-07
Entnahmezange
Removing forceps
Pinzas de extracción
Pince d'extraction
Pinza di estrazione



Yasargil
13-154-50-04
Einstellplatte für drehbare Anlegezangen
Regulating plate for turnable applying forceps
Placa de ajuste para pinzas de aplicación giratorias
Plaque d'ajustage pour pincas pivotantes
Piastra di regolazione per pinze girevoli



MINI



rosa
pink
rosa
rose
rosa

Anlegezangen für Yasargil Xtended Aneurysmen-Clips
 Applying forceps for Yasargil Xtended aneurysm clips
 Pinzas de aplicaciones para Yasargil Xtended clips para aneurismas
 Pinces pour poser clips pour Yasargil Xtended clips pour anévrismes
 Pinzas applica-clips per Yasargil Xtended clips per aneurismi



1/2

	starr, doppelt übersetzt fixed, double action rígida, con articulación doble fixe, à double action rígida, con articolazione doppia	drehbar, doppelt übersetzt turnable, double action giratorio, con articulación doble pivotant, à double action girevole, con articolazione doppia
19 cm / 7 5/8"	13-155-01-07	
21 cm / 8 3/8"	13-155-02-07	13-155-04-07
23 cm / 9"	13-155-03-07	13-155-05-07



1/2

	drehbar, mit Memory-Effekt turnable, with memory effect giratorio, con efecto memoria pivotant, avec effet mémoire girevole, con memoria effekt
A = 70 mm	13-155-10-07
A = 90 mm	13-155-11-07
A = 110 mm	13-155-12-07

Yasargil
13-155-01-07 -
13-155-05-07

Yasargil
13-155-10-07 -
13-155-12-07



Yasargil
13-155-20-07

Entnahmezange
Removing forceps
Pinzas de extracción
Pince d'extraction
Pinza di estrazione


Bulldogklemmen

Bulldog Clamps

Clamps Bulldog

Clamps Bulldog

Pinze Bulldog



24-395-23-07

24 cm / 9 4/8"

Anlegezange für Bulldogklemmen
Applying Forceps for Bulldog clamps
Pinza aplicadora para clamps bulldog
Pince pour poser les clamps Bulldog
Pinza per posizionare le pinze Bulldog


Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips

Pinzas Bulldog y clips


Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



1/2

13-108-10-07 -
13-109-18-07




1/4

St	13-108-10-07	13-108-14-07	13-108-18-07	13-109-10-07	13-109-14-07	13-109-18-07
	31 mm	35 mm	39 mm	30 mm	33 mm	36 mm
	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
P	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g



1/2

Dieffenbach
13-110-06-07 -
13-115-05-07



1/4

St	13-110-06-07	13-111-06-07	13-114-03-07	13-114-05-07	13-115-03-07	13-115-05-07
	6 cm / 2 3/8"	6 cm / 2 3/8"	3,5 cm / 1 3/8"	5 cm / 2"	3,5 cm / 1 3/8"	5 cm / 2"


Bulldogklemmen

Bulldog Clamps
Clamps Bulldog
Clamps Bulldog
Pinze Bulldog



1/2

Johns-Hopkins
13-115-38-07 -
13-115-90-07




1/1

St	13-115-38-07	13-115-45-07	13-115-55-07	13-115-65-07	13-115-70-07	13-115-75-07	13-115-90-07
	3,8 cm / 1 3/8"	4,5 cm / 1 6/8"	5,5 cm / 2 1/8"	6,5 cm / 2 4/8"	7 cm / 2 4/8"	7,5 cm / 3"	9 cm / 3 4/8"




1/2

Johns-Hopkins
13-116-38-07 -
13-116-90-07



1/1

St	13-116-38-07	13-116-45-07	13-116-55-07	13-116-65-07	13-116-70-07	13-116-75-07	13-116-90-07
	3,8 cm / 1 4/8"	4,5 cm / 1 6/8"	5,5 cm / 2 1/8"	6,5 cm / 2 4/8"	7 cm / 2 6/8"	7,5 cm / 3"	9 cm / 3 4/8"



1/2

Diethrich
13-120-08-07 -
13-121-12-07

1/1

	13-120-08-07	13-120-10-07	13-120-12-07	13-121-08-07	13-121-10-07	13-121-12-07
	45 mm	50 mm	60 mm	40 mm	45 mm	50 mm
	8 mm	12 mm	20 mm	8 mm	12 mm	20 mm
	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g

Atrauma

1/1

	13-122-10-07	13-122-14-07	13-122-20-07	13-123-10-07	13-123-14-07	13-123-20-07
	13-126-10-09	13-126-14-09	13-126-20-09	13-127-10-09	13-127-14-09	13-127-20-09
	45 mm	50 mm	60 mm	35 mm	45 mm	50 mm
	10 mm	14 mm	20 mm	10 mm	14 mm	20 mm
	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g

1/2

DeBakey-Diethrich
13-122-10-07 -
13-128-20-09

1/1


	13-125-10-07	13-125-14-07	13-125-20-07
	13-128-10-09	13-128-14-09	13-128-20-09
	35 mm	45 mm	50 mm
	10 mm	14 mm	20 mm
	100 g	100 g	100 g

Bulldogklemmen

Bulldog Clamps
Clamps Bulldog
Clamps Bulldog
Pinze Bulldog

Atrauma

1/1



1/1

Mini-Glover
13-132-30-09 -
13-142-50-09

Vena				
Ti	13-132-30-09	13-132-35-09	13-132-40-09	13-132-50-09
	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g

Arteria				
Ti	13-142-30-09	13-142-35-09	13-142-40-09	13-142-50-09
	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g

Atrauma

1/1




1/1

Mini-Glover
13-133-30-09 -
13-143-50-09

Vena				
Ti	13-133-30-09	13-133-35-09	13-133-40-09	13-133-50-09
	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g

Arteria				
Ti	13-143-30-09	13-143-35-09	13-143-40-09	13-143-50-09
	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g



Atrauma

1/1



Vena				
Ti	13-135-30-09	13-135-35-09	13-135-40-09	13-135-50-09
	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g	110 +/- 10 g



1/1

Mini-Glover
13-135-30-09 -
13-145-50-09

Arteria				
Ti	13-145-30-09	13-145-35-09	13-145-40-09	13-145-50-09
	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g	220 +/- 10 g



1/2

Mini-Glover
13-131-24-07

24 cm / 9 4/8"

Anlegezange für Bulldogklemmen, Mini-Glover
Applying Forceps for Bulldog clamps, Mini-Glover
Pinza aplicadora para clamps bulldog, Mini-Glover
Pince pour poser les clamps Bulldog, Mini-Glover
Pinza per posizionare le pinze Bulldog, Mini-Glover

Bulldogklemmen


Bulldog Clamps
Clamps Bulldog
Clamps Bulldog
Pinze Bulldog



1/2

13-124-25-07 -
13-124-32-07

1/4



St	13-124-25-07	13-124-26-07	13-124-27-07	13-124-28-07
	95 mm	120 mm	110 mm	105 mm
	38 mm	65 mm	60 mm	50 mm
P	250 g	250 g	250 g	250 g



St	13-124-29-07	13-124-30-07	13-124-31-07	13-124-32-07
	95 mm	120 mm	110 mm	105 mm
	38 mm	65 mm	60 mm	50 mm
P	350 g	350 g	350 g	350 g

Shunt-Bulldogklemmen


Shunt Bulldog Clamps
 Pinzas Bulldog para shunt
 Pincas Bulldog pour carotide
 Pinze Bulldog per shunt

Bulldogklemmen und Clips


Bulldog Clamps and Clips
 Pinzas Bulldog y clips
 Pincas Bulldog et clips
 Pinze Bulldog e clips



Ø 10 Fr.	24-280-10-09	24-280-25-09	24-280-45-09	24-280-60-09
	10°	25°	45°	60°



Ø 12 Fr.	24-281-10-09	24-281-25-09	24-281-45-09	24-281-60-09
	10°	25°	45°	60°



Ø 14 Fr.	24-282-10-09	24-282-25-09	24-282-45-09	24-282-60-09
	10°	25°	45°	60°



1/2

24-280-10-09 -
 24-282-60-09
 7 cm / 2 7/8"



Bulldogklemmen

Bulldog Clamps
Clamps Bulldog
Clamps Bulldog
Pinze Bulldog


Atrauma






1/2

De Bakey
24-288-07-09 -
24-392-12-07

1/4






 St	24-392-07-07	24-392-08-07	24-392-10-07	24-392-12-07
 Ti	24-288-07-09	24-288-08-09	24-288-09-09	24-288-10-09
	7,5 cm / 3"	8,5 cm / 3 3/8"	10 cm / 3 7/8"	12 cm / 4 5/8"







1/2

De Bakey
24-289-07-09 -
24-393-12-07

1/4



 St	24-293-07-07	24-393-08-07	24-393-10-07	24-393-12-07
 Ti	24-289-07-09	24-289-08-09	24-289-09-09	24-289-10-09
	7,5 cm / 3"	8,5 cm / 3 3/8"	10 cm / 3 7/8"	12 cm / 4 5/8"



Atrauma



De Bakey-Satinsky
24-291-07-07
7 cm / 2 6/8"



De Bakey-Satinsky
24-291-09-07
9 cm / 3 4/8"



Glover
24-293-06-07
6,5 cm / 2 4/8"



Santulli
24-295-07-07
7 cm / 2 6/8"


Bulldogklemmen

Bulldog Clamps
Clamps Bulldog
Clamps Bulldog
Pinze Bulldog

Atrauma




1/2



1/1


24-297-09-07
9 cm / 3 4/8"



24-297-11-07
11 cm / 4 3/8"




1/2



1/1

24-299-01-07
11 cm / 4 3/8"



24-299-02-07
11 cm / 4 3/8"

Gregory, soft
24-297-09-07 -
24-297-11-07


Carotis-Bulldogklemme
Carotid clamp
Clamp para carotis
Pince pour carotide
Pinza carotis

Gregory
24-299-01-07 -
24-299-02-07

Carotis-Bulldogklemme
Carotid clamp
Clamp para carotis
Pince pour carotide
Pinza carotis




1/2



1/1


24-394-01-07
9,5 cm / 3 5/8"
rechts
right
derecho
droit
destra



24-394-02-07
9,5 cm / 3 5/8"
links
left
izquierdo
gauche
sinistra

Gregory-Style
24-394-01-07 -
24-394-02-07

Carotis-Bulldogklemme
Carotid clamp
Clamp para carotis
Pince pour carotide
Pinza carotis



Atrauma

1/2



Glover
24-398-06-07 -
24-398-11-07

1/1






St	24-398-06-07	24-398-07-07	24-398-09-07	24-398-11-07
	7 cm / 2 5/8"	8 cm / 3 1/8"	9,5 cm / 3 5/8"	11 cm / 4 2/8"

1/2



Glover
24-399-06-07 -
24-399-11-07

1/1



St	24-399-06-07	24-399-07-07	24-399-09-07	24-399-11-07
	6,5 cm / 2 1/8"	7,5 cm / 3"	9,0 cm / 3 1/8"	10,5 cm / 4"

Nummern-Index

Index of order numbers

Índice de números de referencia

Index numérique des références de commande

Elenco dei codici

13

13-050-14-07.....4	13-124-11-07.....7	13-150-02-71.....10	13-150-22-09.....10	13-150-41-99.....11
13-051-14-07.....4	13-124-12-07.....7	13-150-02-99.....10	13-150-22-71.....10	13-150-42-09.....11
13-052-04-07.....4	13-124-13-07.....7	13-150-03-09.....10	13-150-22-99.....10	13-150-42-71.....11
13-052-05-07.....4	13-124-14-07.....7	13-150-03-71.....10	13-150-23-09.....10	13-150-42-99.....11
13-053-05-07.....4	13-124-15-07.....7	13-150-03-99.....10	13-150-23-71.....10	13-150-43-09.....11
13-054-05-07.....5	13-124-16-07.....7	13-150-04-09.....10	13-150-23-99.....10	13-150-43-71.....11
13-055-05-07.....5	13-124-17-07.....7	13-150-04-71.....10	13-150-24-09.....10	13-150-43-99.....11
13-056-03-07.....5	13-124-18-07.....7	13-150-04-99.....10	13-150-24-71.....10	13-150-44-09.....11
13-058-05-07.....5	13-124-19-07.....7	13-150-05-09.....10	13-150-24-99.....10	13-150-44-71.....11
13-059-05-07.....5	13-124-20-07.....7	13-150-05-71.....10	13-150-25-09.....11	13-150-44-99.....11
13-060-01-07.....5	13-124-25-07.....24	13-150-05-99.....10	13-150-25-71.....11	13-150-46-09.....11
13-060-02-07.....5	13-124-26-07.....24	13-150-06-09.....10	13-150-25-99.....11	13-150-46-71.....11
13-060-03-07.....5	13-124-27-07.....24	13-150-06-71.....10	13-150-26-09.....11	13-150-46-99.....11
13-060-04-07.....4, 5	13-124-28-07.....24	13-150-06-99.....10	13-150-26-71.....11	13-150-47-09.....11
13-102-04-07.....6	13-124-29-07.....24	13-150-07-09.....10	13-150-26-99.....11	13-150-47-71.....11
13-102-06-07.....6	13-124-30-07.....24	13-150-07-71.....10	13-150-27-09.....11	13-150-47-99.....11
13-102-08-07.....6	13-124-31-07.....24	13-150-07-99.....10	13-150-27-71.....11	13-151-01-09.....12
13-102-10-07.....6	13-124-32-07.....24	13-150-08-09.....10	13-150-27-99.....11	13-151-01-71.....12
13-104-14-07.....6	13-125-10-07.....21	13-150-08-71.....10	13-150-28-09.....11	13-151-01-99.....12
13-106-18-07.....6	13-125-14-07.....21	13-150-08-99.....10	13-150-28-71.....11	13-151-02-09.....12
13-108-10-07.....19	13-125-20-07.....21	13-150-09-09.....10	13-150-28-99.....11	13-151-02-71.....12
13-108-14-07.....19	13-126-10-09.....21	13-150-09-71.....10	13-150-29-09.....11	13-151-02-99.....12
13-108-18-07.....19	13-126-14-09.....21	13-150-09-99.....10	13-150-29-71.....11	13-151-03-09.....12
13-109-10-07.....19	13-126-20-09.....21	13-150-10-09.....10	13-150-29-99.....11	13-151-03-71.....12
13-109-14-07.....19	13-127-10-09.....21	13-150-10-71.....10	13-150-30-09.....11	13-151-03-99.....12
13-109-18-07.....19	13-127-14-09.....21	13-150-10-99.....10	13-150-30-71.....11	13-151-04-09.....12
13-110-06-07.....19	13-127-20-09.....21	13-150-11-09.....10	13-150-30-99.....11	13-151-04-71.....12
13-111-06-07.....19	13-128-10-09.....21	13-150-11-71.....10	13-150-31-09.....11	13-151-04-99.....12
13-114-03-07.....19	13-128-14-09.....21	13-150-11-99.....10	13-150-31-71.....11	13-151-05-09.....12
13-114-05-07.....19	13-128-20-09.....21	13-150-12-09.....10	13-150-31-99.....11	13-151-05-71.....12
13-115-03-07.....19	13-131-24-07.....23	13-150-12-71.....10	13-150-32-09.....11	13-151-05-99.....12
13-115-05-07.....19	13-132-30-09.....22	13-150-12-99.....10	13-150-32-71.....11	13-151-06-09.....12
13-115-38-07.....20	13-132-35-09.....22	13-150-13-09.....10	13-150-32-99.....11	13-151-06-71.....12
13-115-45-07.....20	13-132-40-09.....22	13-150-13-71.....10	13-150-33-09.....11	13-151-06-99.....12
13-115-55-07.....20	13-132-50-09.....22	13-150-13-99.....10	13-150-33-71.....11	13-151-07-09.....12
13-115-65-07.....20	13-133-30-09.....22	13-150-14-09.....10	13-150-33-99.....11	13-151-07-71.....12
13-115-70-07.....20	13-133-35-09.....22	13-150-14-71.....10	13-150-34-09.....11	13-151-07-99.....12
13-115-75-07.....20	13-133-40-09.....22	13-150-14-99.....10	13-150-34-71.....11	13-151-08-09.....12
13-115-90-07.....20	13-133-50-09.....22	13-150-15-09.....10	13-150-34-99.....11	13-151-08-71.....12
13-116-38-07.....20	13-135-30-09.....23	13-150-15-71.....10	13-150-35-09.....11	13-151-08-99.....12
13-116-45-07.....20	13-135-35-09.....23	13-150-15-99.....10	13-150-35-71.....11	13-151-09-09.....12
13-116-55-07.....20	13-135-40-09.....23	13-150-16-09.....10	13-150-35-99.....11	13-151-09-71.....12
13-116-65-07.....20	13-135-50-09.....23	13-150-16-71.....10	13-150-36-09.....11	13-151-09-99.....12
13-116-70-07.....20	13-142-30-09.....22	13-150-16-99.....10	13-150-36-71.....11	13-151-10-09.....12
13-116-75-07.....20	13-142-35-09.....22	13-150-17-09.....10	13-150-36-99.....11	13-151-10-71.....12
13-116-90-07.....20	13-142-40-09.....22	13-150-17-71.....10	13-150-37-09.....11	13-151-10-99.....12
13-120-08-07.....21	13-142-50-09.....22, 23	13-150-17-99.....10	13-150-37-71.....11	13-151-11-09.....12
13-120-10-07.....21	13-143-30-09.....22	13-150-18-09.....10	13-150-37-99.....11	13-151-11-71.....12
13-120-12-07.....21	13-143-35-09.....22	13-150-18-71.....10	13-150-38-09.....11	13-151-11-99.....12
13-121-08-07.....21	13-143-40-09.....22	13-150-18-99.....10	13-150-38-71.....11	13-151-12-09.....12
13-121-10-07.....21	13-143-50-09.....22	13-150-19-09.....10	13-150-38-99.....11	13-151-12-71.....12
13-121-12-07.....21	13-145-30-09.....23	13-150-19-71.....10	13-150-39-09.....11	13-151-12-99.....12
13-122-10-07.....21	13-145-35-09.....23	13-150-19-99.....10	13-150-39-71.....11	13-152-01-09.....13
13-122-14-07.....21	13-145-40-09.....23	13-150-20-09.....10	13-150-39-99.....11	13-152-01-71.....13
13-122-20-07.....21	13-145-50-09.....23	13-150-20-71.....10	13-150-40-09.....11	13-152-01-99.....13
13-123-10-07.....21	13-150-01-09.....10	13-150-20-99.....10	13-150-40-71.....11	13-152-02-09.....13
13-123-14-07.....21	13-150-01-71.....10	13-150-21-09.....10	13-150-40-99.....11	13-152-02-71.....13
13-123-20-07.....21	13-150-01-99.....10	13-150-21-71.....10	13-150-41-09.....11	13-152-02-99.....13
	13-150-02-09.....10	13-150-21-99.....10	13-150-41-71.....11	13-152-03-09.....13

13-152-03-7113
 13-152-03-9913
 13-152-04-0913
 13-152-04-7113
 13-152-04-9913
 13-152-05-0913
 13-152-05-7113
 13-152-05-9913
 13-152-06-0913
 13-152-06-7113
 13-152-06-9913
 13-152-07-0913
 13-152-07-7113
 13-152-07-9913
 13-152-08-0913
 13-152-08-7113
 13-152-08-9913
 13-152-09-0913
 13-152-09-7113
 13-152-09-9913
 13-152-10-0913
 13-152-10-7113
 13-152-10-9913
 13-152-11-0913
 13-152-11-7113
 13-152-11-9913
 13-152-12-0913
 13-152-12-7113
 13-152-12-9913
 13-152-13-0913
 13-152-13-7113
 13-152-13-9913
 13-152-14-0913
 13-152-14-7113
 13-152-14-9913
 13-152-15-0913
 13-152-15-7113
 13-152-15-9913
 13-152-16-0913
 13-152-16-7113
 13-152-16-9913
 13-152-17-0913
 13-152-17-7113
 13-152-17-9913
 13-152-18-0913
 13-152-18-7113
 13-152-18-9913
 13-152-19-0913
 13-152-19-7113
 13-152-19-9913
 13-152-20-0913
 13-152-20-7113
 13-152-20-9913
 13-152-21-0913
 13-152-21-7113
 13-152-21-9913
 13-153-01-0914
 13-153-01-7114
 13-153-01-99 14

13-153-02-0914
 13-153-02-7114
 13-153-02-9914
 13-153-03-0914
 13-153-03-7114
 13-153-03-9914
 13-153-04-0914
 13-153-04-7114
 13-153-04-9914
 13-153-05-0914
 13-153-05-7114
 13-153-05-9914
 13-153-06-0914
 13-153-06-7114
 13-153-06-9914
 13-153-07-0914
 13-153-07-7114
 13-153-07-9914
 13-153-08-0914
 13-153-08-7114
 13-153-08-9914
 13-153-09-0914
 13-153-09-7114
 13-153-09-9914
 13-154-01-0716
 13-154-02-0716
 13-154-03-0716
 13-154-04-0716
 13-154-05-0716
 13-154-10-0716
 13-154-11-0716
 13-154-12-0716
 13-154-20-0716
 13-154-50-0416
 13-155-01-0717
 13-155-02-0717
 13-155-03-0717
 13-155-04-0717
 13-155-05-0717
 13-155-10-0717
 13-155-11-0717
 13-155-12-0717
 13-155-20-0717

24

24-280-10-0925
 24-280-25-0925
 24-280-45-0925
 24-280-60-0925
 24-281-10-0925
 24-281-25-0925
 24-281-45-0925
 24-281-60-0925
 24-282-10-0925
 24-282-25-0925
 24-282-45-0925
 24-282-60-0925
 24-288-07-0926

24-288-08-0926
 24-288-09-0926
 24-288-10-0926
 24-289-07-0926
 24-289-08-0926
 24-289-09-0926
 24-289-10-0926
 24-291-07-0727
 24-291-09-0727
 24-293-06-0727
 24-293-07-0726
 24-295-07-0727
 24-297-09-0728
 24-297-11-0728
 24-299-01-0728
 24-299-02-0728
 24-392-07-0726
 24-392-08-0726
 24-392-10-0726
 24-392-12-0726
 24-393-08-0726
 24-393-10-0726
 24-393-12-0726
 24-394-01-0728
 24-394-02-0728
 24-395-23-0718
 24-398-06-0729
 24-398-07-0729
 24-398-09-0729
 24-398-11-0729
 24-399-06-0729
 24-399-07-0729
 24-399-09-0729
 24-399-11-0729

55

55-905-01-0415

KLS Martin Group

Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 838-0
info@klsmartin.com

KLS Martin GmbH + Co. KG
79224 Umkirch · Germany
Tel. +49 7665 9802-0
info@klsmartin.com

Stuckenbrock Medizintechnik GmbH
78532 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 165880
verwaltung@stuckenbrock.de

Rudolf Buck GmbH
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 99516-30
info@klsmartin.com

KLS Martin France SARL
68200 Mulhouse · France
Tel. +33 3 8951 3150
france@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.
20871 Vimercate (MB) · Italy
Tel. +39 039 605 6731
italia@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.
1271 AG Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 4538
nederland@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.
Reading RG1 3EU · United Kingdom
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.
Osaka 541-0046 · Japan
Tel. +81 6 62289075
nippon@klsmartin.com

KLS Martin L.P.
Jacksonville, FL 32246 · USA
Tel. +1 904 641 7746
usa@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
121471 Moscow · Russia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
201203 Shanghai · China
Tel. +86 21 2898 6611
china@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
Dubai · United Arab Emirates
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

1923 | SURGICAL
2013 | INNOVATION
YEARS

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
A company of the KLS Martin Group
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

